

EXIHAND spol. s r.o.

ZÁRUČNÍ LIST

číslo

Výrobce	
Datum vyskladnění	
Záruční doba	24 měsíců

VYPLNÍ PRODEJNA	
Název výrobku	Infralampa
Typ	IR 812
Výrobní číslo	
Datum prodeje	
	razítko - podpis

ZÁZNAM O ZÁRUČNÍCH OPRAVÁCH			
Do opravy předáno dne	Opraveno dne	Předmět opravy	Podpis

INFRALAMPA IR-812



NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

Vážený spotřebiteli,

zakoupili jste si výrobek z naší řady domácích elektrospotřebičů. Je naším přáním, aby Vám výrobek dlouho, dobře a spolehlivě sloužil. Při jeho obsluze je nutno dodržovat určité zásady. Je proto ve Vašem vlastním zájmu, abyste pečlivě prostudoval přiložený návod a výrobek obsluhoval podle pokynů v něm uvedených.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Dodavatel na výrobek poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.
2. Záruka se vztahuje pouze na vady vzniklé prokazatelně následkem vadného materiálu, chybné konstrukce nebo špatného provedení při výrobě.
3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené kupujícím:
 - při dopravě
 - mechanickým poškozením (např. upadnutím spotřebiče)
 - nevhodnou a neodbornou instalací a obsluhou v rozporu s návodem k obsluze
 - nevhodným použitím v rozporu s návodem k obsluze
 - připojením spotřebiče k síti s jiným napětím a kmitočtem než je na spotřebiči uvedeno nebo k vadné elektrické instalaci
 - zásahem do spotřebiče v průběhu záruční doby
 - nedostatečným a chybným ošetřováním
4. Záruka zcela zaniká:
 - při použití spotřebiče jinak než v domácnosti
 - při provádění oprav a úprav spotřebiče osobou jinou než autorizovaným servisem
5. Pro uplatnění záruky je nutné předložit řádně vyplněný záruční list s vyznačeným datem prodeje, opatřený razítkem prodejny a podpisem prodejce doplněný popisem vady.
6. Není-li při opravě zjištěna vada podléhající záruce viz bod 2, uhradí náklady spojené s výkonem servisního technika a dopravu výrobku do servisu a zpět uživatel výrobku.

!!! DŮLEŽITÉ !!!

Některé Vámi zjištěné vady mohou být vadami zákaznickými a proto ještě než výrobek odešlete nebo odnesete na reklamaci, kontaktujte obchodníka, u něhož jste výrobek zakoupili nebo telefonní linku pro zákazníky +420 545 213 738, 740.

Záruční opravy zajišťuje firma:

EXIHAND, spol. s r.o.

Zábrdovická 12

615 00 BRNO

tel./fax : +420 545 213 738, 740

e-mail: info@exihand.cz

EXIHAND, spol. s r.o. BRNO

Informace o ostatních výrobcích najdete také na našem webu:

www.exihand.cz

Všeobecné pokyny

Léčebné účinky infralampy spočívají ve vyzařování infračerveného záření, které proniká do hloubky pod pokožku. Pokožku i tkáň pod ní při tom prohřívá, rozšiřuje cévy a přispívá tak k lepší cirkulaci krve. Krev rychleji dopravuje potřebné láky do místa prohřívání a současně rychleji odstraňuje látky nežádoucí.

Tyto vlastnosti infralampy jsou mimořádně vhodné, jak pro účely terapeutické, tak pro účely kosmetické.

Terapeutické použití

Infračervené záření může být použito pro léčení svalových bolestí i při léčbě běžného nachlazení.

Pokud není dosaženo zlepšení stavu po 6-8 použitích, přestaňte s ozařováním a poradte se s lékařem.

Pokud vznikají otoky nebo zduření, ukončete ozařování a poradte se také s lékařem.

Kosmetické použití

Infralampa udržuje vaši pleť čistou a zdravou díky zvýšenému oběhu krve.

Infračervené záření při prohřívání otevírá póry pokožky a tím pomáhá jejímu čištění. Navíc jsou díky tomu také lépe vstřebávány krémy a jiné produkty péče o pokožku.

Návod k obsluze

Před použitím

Před vlastním použitím zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku infralampy (žárovky) odpovídá napětí ve vaší el.síti 230V, 50Hz a opatrně odstraňte ochranný karton okolo žárovky.

Infralampa září okamžitě po zapnutí na plný tepelný výkon.

Pro optimální prohřátí dodržujte odstup mezi povrchem kůže a lampou minimálně 50 cm.

Optimální doba prohřívání je cca. 15 minut. Prohřívání infralampou můžete libovolně často opakovat, ale mezi jednotlivými aplikacemi je nutno dodržet minimálně hodinové odstupy.

Po skončení nahřívání zamezte prudkému ochlazení prohříváního místa.

Při vážných bolestech, zánětech nebo symptomech neznámého původu vše konzultujte nejprve s Vaším lékařem.

Uvedení do provozu

Infralampu postavte na pevnou rovnou plochu. Dodržte minimální vzdálenost 45 cm od stěn nebo hořlavých předmětů.

Přístroj nasměrujte na místo, které chcete prohřát. Pozor na materiály z kovu, odstraňte je z dosahu tepelného záření.

Lampu lze nasměrovat pomocí stavitelného kloubu do různých pozic a směrů.

Pozor! Zapnutá lampa má v bezprostřední blízkosti žárovky vysokou teplotu, proto obsluhujte lampu pouze se strany.

Lampu zapněte zasunutím vidlice přívodní šňůry do el.zásuvky a po doporučenou dobu prohřívajte zvolené místo. Pociťované teplo musí příjemné. Během ozařování chraňte oči před přímým zářením, nejlépe tím, že je zavřete.

Po použití odpojte lampu ze zásuvky a ponechte ji zcela vychladnout. Teprve poté ji můžete uložit.

Technická data

Typ 812

příkon 150W, napětí 230 V ~

Čištění

Před čištěním lampu odpojte od el.sítě a nechte ji zcela vychladnout. Přístroj čistěte pouze vlhkým hadříkem se saponátem. Při čištění ji nenamáčejte do vody nebo jiných tekutin. K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Náhradní díly - žárovky

Typ 812

Philips Par 38E/ E27/ 150W

EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE

Obalový materiál (obal výrobku) i jeho jednotlivé části jsou označeny symboly materiálů, ze kterých jsou tyto části obalu vyrobeny.

Obalový materiál je možné podle těchto symbolů roztrždit a poté odevzdat ve sběrných střediscích odpadů k opětovnému využití (recyklaci).

Nevyhazujte jej do běžného odpadu!!!

Výrobek po ukončení své životnosti odevzdejte k likvidaci ve sběrných střediscích odpadu. Informace o nejbližším sběrném středisku zjistíte nejlépe na Vašem obecním úřadě.

Distributor:

EXIHAND spol. s r.o.

Zábrdovická 12

615 00 BRNO

tel/fax: +420 545 213 738, 740

e-mail : info@exihand.cz

www.exihand.cz